

Technische Spezifikationen



| | |
|-------------------------|--|
| Generator | 32kW / max. 450 mA |
| Spannungsbereich | 40 – 125kV (optional mit Drosselung auf 99kV) |
| Röntgenröhre | Monoblock, Fokus 0,6/1,3 mm |
| Belichtungszeit | 1 ms – 2,5 s |
| Programme | 352 vorinstalliert |
| Kombiserver | 1 TB |
| Monitor | X-HW More Multitouch Monitor |
| Tischplatte | 160 cm x 75 cm, schwimmend gelagert Tisch-Längsverschiebung +/-35 cm Tisch-Querrichtung +/- 11cm |
| Anschlusswerte | 230 V – 50 / 60 Hz einphasig (steckdosentauglich) |
| Detektor | X-DR XL kabelgebunden, 43 cm x 43 cm (17" x 17"), CsI |
| X-AQS PACS Vet | X-AQS PACS Vet X-AQS Module Archiving on CD/DVD X-AQS Module Data Compression enthält für Client X-AQS Module Patient CD/DVD X-AQS Module Import Bitmap Images X-AQS Module Import DICOM Images X-AQS Module Import AQS Images X-AQS Module Image Export X-AQS Module Mail Export |
| X-AQS Client | 1 Arbeitsplatz (erweiterbar bis 4 Arbeitsplätze) X-AQS Viewer X-AQS Diagnosis Lizenz pro Client, floating license für X-AQS Software |