



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generator</b>        | 32kW / max. 450 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Spannungsbereich</b> | 40 – 125kV (optional mit Drosselung auf 99kV)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Röntgenröhre</b>     | Monoblock, Fokus 0,6/1,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Belichtungszeit</b>  | 1 ms – 2,5 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Programme</b>        | 352 vorinstalliert                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kombiserver</b>      | 1 TB                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Monitor</b>          | X-HW More Multitouch Monitor                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tischplatte</b>      | 160 cm x 77,5 cm, schwimmend gelagert<br>Tisch-Längsverschiebung +/-35 cm Tisch-<br>Querrichtung +/- 11cm                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Anschlusswerte</b>   | 230 V – 50 / 60 Hz einphasig (steckdosentauglich)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Detektor</b>         | X-DR XL kabelgebunden, 43 cm x 43 cm (17" x 17"), CsI                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>X-AQS PACS Vet</b>   | X-AQS PACS Vet<br>X-AQS Module Archiving on CD/DVD<br>X-AQS Module Data Compression<br><br>enthält für Client<br>X-AQS Module Patient CD/DVD<br>X-AQS Module Import Bitmap Images<br>X-AQS Module Import DICOM Images<br>X-AQS Module Import AQS Images<br>X-AQS Module Image Export<br>X-AQS Module Mail Export |
| <b>X-AQS Client</b>     | 1 Arbeitsplatz (erweiterbar bis 4 Arbeitsplätze)<br>X-AQS Viewer<br>X-AQS Diagnosis<br>Lizenz pro Client, floating license<br>für X-AQS Software                                                                                                                                                                 |