

Willkommen bei

**EXAMION**<sup>®</sup>

---

Anleitung ePa

Elektronische Patientenakte

Medibit



# Elektronische Patientenakte - ePA

---

## Voraussetzungen für die ePa

- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr eHBA der Generation 2.0 entspricht.
- Der eHBA muss im Kartenlesegerät des Arbeitsplatzes stecken, an dem Sie aktuell arbeiten.
- Die Versichertenkarte des Patienten muss am selben Tag eingelesen worden sein.
- Voraussetzung ist, dass der Patient seine Zustimmung zur ePA gegeben bzw. der Datenspeicherung gegenüber seiner Krankenkasse nicht widersprochen hat.

# Elektronische Patientenakte - ePA

---


## Abrufen der Daten auf Versichertenkarte

- F4 alte Einträge
- F5 ePa
- F1 Dokumente ansehen
- F3 Medikationsplan
- F5 Datei hochladen
- F6 Löschen

# Elektronische Patientenakte - ePA

## Abrufen der Daten

- Patientenkarteikarte



F4 alte Einträge



# Elektronische Patientenakte - ePA

## Abrufen der Daten

F5 ePa




Bitte geben Sie nun am Kartenterminal die Signatur-PIN Ihres elektronischen Heilberufsausweises (eHBA) ein.

F1 Dokumente ansehen

Elektronische Patientenakte - Gräfin Köhler, Flora Christiane Gisela Sigrid			
Autor	Datum	Art	
Dr. med. Erster Siegfried	17.12.2025	FALL	Befundbrief bla bla
Dr. med. Erster Siegfried	09.12.2025	BSTR	Ein weiteres PDF Dokument aus BB
Dr. Andrea Sänder	01.12.2025	BERI	test_txt2

Wählen Sie das Dokument aus, das geöffnet werden soll, und öffnen Sie es mit F1 OK.




# Elektronische Patientenakte - ePA

## Abrufen der Daten

### F3 Medikationsliste



Hier können Sie die Medikationsliste einsehen oder ausdrucken.



Elektronische Medikationsliste - Gräfin Köhler, Flora Christiane Gisela Sigrid

#### Medikationsliste

Seite 1 von 1

von X110611581 der letzten 12 Monate (30.03.2025 – 30.03.2026)

Heruntergeladen am 30.03.2026 15:58:02

Verordnungsdatum	Dispensierdatum	Wirkstoffname	Wirkstärke	Arzneimittelbezeichnung	Form	Dosierangabe/ Gebrauchsanweisung	PZN	Verordner	Abgebende Apotheke
23.12.2025				Clobetasol-17-propionat 1:10 Verreibung 50 g	PUL	Dj	00704089	AC Dr. med. Andrea Sänder Praxis Laura Gräfin SzymanskiTEST-ONLY	

# Elektronische Patientenakte - ePA


## Abrufen der Daten

F5 Datei hochladen



Sie können auch PDF-Dokumente hochladen, die lokal auf diesem Rechner gespeichert sind.

F5 Datei hochladen, Datei auswählen und dann auf „Öffnen“ klicken.



# Elektronische Patientenakte - ePA


## Abrufen der Daten

F6 Löschen

Autor	Datum	Art	
Dr. med. Erster Siegfried	17.12.2025	FALL	Befundbrief bla bla
Dr. med. Erster Siegfried	09.12.2025	BSTR	Ein weiteres PDF Dokument aus BB
Dr. Andrea Sänder	01.12.2025	BERI	test_txt2

### **ACHTUNG: Unwiderrufliches Löschen**

Mit der Taste **F6** können Dokumente gelöscht werden. Bitte beachten Sie die anschließende **Warnmeldung**. Sobald diese bestätigt wird, ist das Dokument **unwiderruflich aus der ePA gelöscht**.

 **Warnung**

xxx

Wollen sie das Dokument wirklich aus der ePA löschen?

Alles aus einer Hand

**EXAMION**<sup>®</sup>

---

